

RNA干扰技术研究策略



生物技术层面上 RNAi 技术必须有适当的方式将外源性的小干扰 RNA(small interference RNA,siRNA)导入到目标生物体内,siRNA一般为 19~21 个核苷酸大小,在生物体内经过一系列生化路径,引发 RNA 干扰效果。

siRNA 的来源

1) 试管内合成

以人工方式合成所需的 siRNA 片段,再用 PCR 的方式放大产量,最后导入目标细胞当中,此方法取决于细胞的转染效率,并且由于 siRNA 的数量无法稳定地持续存在,无法实现长期的 RNA 干扰效果。

其中化学合成最适用于已经找到最有效的 siRNA 的情况下,需要大量 siRNA 进行研究; 不适用于筛选 siRNA 等长时间的研究。

体外转录以 DNA Oligo 为模版,通过体外转录合成 siRNAs;最适用于筛选 siRNAs,特别是需要制备多种 siRNAs,化学合成的价格成为障碍时;不适用于实验需要大量、一个特定的 siRNA 和长期研究。

用 RNase III 消化长片断双链 RNA 制备 siRNA,选择通常是 200-1000 碱基的靶 mRNA 模版,用体外转录的方法制备长片断双链 dsRNA,然后用 RNase III (or Dicer) 在体外消化;最适用于快速而经济地研究某个基因功能缺失的表型;不适用于长时间的研究项目,或者是需要一个特定的 siRNA 进行研究,特别是基因治疗。

2) 生物体内合成

将所需要的 siRNA 片段用载体导入目标细胞中,此方法避免了单纯以人工方式在试管中合成 siRNA 的局限性。

设计 siRNA 载体

通常选择用质粒作为将 siRNA 导入细胞的载体,被导入的载体能在生物体内产生类似于 miRNA 的发夹型 siRNA(shRNA),为了在生物体内合成 siRNA,所设计的载体 DNA 应该包含以下几部分:

- 1) 同义链(sense strand): 与生物体内转录出目标 mRNA 时所需的基因序列相同;
- 2) 反义链(antisense strand): 与同义链互补配对,转录此序列则可得到与目标 mRNA 互补的 siRNA;
- 3) 非互补的序列: 使得载体经转录后, 能形成发夹结构;
- 4) 其他基因经限制性酶切割的限制部位(如: BamH I & Hind III)。

深圳 · 光明新区 脑创中心

武汉 · 经济技术开发区 华中智谷

Tel: 189 7121 6876 | E-mail: support@braincase.cn | Web: www.ebraincase.com



设计 siRNA 序列

除了选择恰当的 siRNA 载体外,设计 siRNA 序列时需要注意以下几点:

1) 设计使得末端含有 5-6 个 A (T)

siRNA 载体是由 RNA 聚合酶 III 转录而表达, RNA 聚合酶 III 可转录哺乳动物体内大部分的小片段 RNA, 其特点是: 当转录到 5-6 个腺嘌呤核苷酸 A 时会停止转录, 故导入的 siRNA 载体经转录后,可得到末端具有 5-6 个尿嘧啶的 siRNA;

2) 选择 2-5 个目标基因的不同部分序列

生物体内的目标 mRNA,可能部分区域被调节蛋白附着,造成 RNAi 不易进行,故要选择转录出目标 mRNA 的不同基因片段,才能使得抑制基因表达的效率提升。

RNAi 目标序列的选取原则

- 1) 从转录本(mRNA)的 AUG 起始密码开始,寻找"AA"二连序列,并记下其 3'端的 19 个碱基序列,作为潜在的 siRNA 靶位点;有研究结果显示 GC 含量在 45%-55%左右的 siRNA 要比那些 GC 含量偏高的更为有效;
- 2) 将潜在的序列和相应的基因组数据库(人,或者小鼠,大鼠等等)进行比较,排除那些和其他编码序列/EST 同源的序列;

例如实验 BLAST 比对(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi);

3) 选出合适的目标序列进行合成;通常一个基因需要设计多个靶序列的 siRNA,以找到最有效的 siRNA 序列。

阴性对照

一个完整的 siRNA 实验应该有阴性对照,作为阴性对照的 siRNA 应该和选中的 siRNA 序列有相同的组成,但是和 mRNA 没有明显的同源性。通常的做法是将选中的 siRNA 序列 打乱,同样要检查结果以保证它和目的靶细胞中其他基因没有同源性。

深圳 · 光明新区 脑创中心

武汉·经济技术开发区 华中智谷

Tel: 189 7121 6876 | E-mail: support@braincase.cn | Web: www.ebraincase.com